

Warszawa 15.06.2020 r.

Procedura postępowania sanitarno-epidemiologicznego w Centrum Szkoleniowym USG Trener Sp. z o.o.

1. Podczas szkoleń do dyspozycji uczestników będzie sala konferencyjna oraz gabinety diagnostyczne wyposażone w certyfikowane oczyszczacze powietrza z pięciostopniowym system oczyszczania oraz funkcją jonizacji powietrza Therapy Air iOn.
2. Gabinety diagnostyczne, sala konferencyjna, toalety oraz pomieszczenia z wydzieloną częścią cateringową wyposażone zostaną w odpowiednią ilość dozowników łokciowych z preparatami do dezynfekcji rąk.
3. Miejsca siedzące na sali konferencyjnej zostaną rozmieszczone w bezpiecznej odległości.
4. Czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się uczestnicy szkoleń takie jak toalety, klamki, blaty, krzesła, włączniki świateł, uchwyty, przyciski oraz inne często dotykane powierzchnie dezynfekowane będą kilka razy w ciągu dnia (nie rzadziej niż co godzinę).
5. Dostępne pomieszczenia będą wietrzone podczas każdej przerwy oraz kompleksowo myte przed rozpoczęciem i po zakończeniu każdego dnia szkoleniowego.
6. Stanowiska w gabinetach diagnostycznych (aparat USG, głowice USG, leżanka medyczna, biurko, krzesło, komputer) wyposażone będą w środki do dezynfekcji aparatu, głowic, monitora, klawiatury, rękawiczki jednorazowe, ręczniki papierowe, prześcieradła jednorazowe, kosz na odpady.
7. Podczas szkolenia zapewniamy każdemu uczestnikowi, kadrze naukowej, koordynatorom, modelom/ pacjentom środki ochrony indywidualnej tj. maseczki, przyłbice, fartuchy jednorazowe, rękawiczki jednorazowe.